

NTP-ISO 4150:2013 (revisada el 2018)
Café verde o café crudo. Análisis de granulometría. Tamizado
manual y mecánico. 3ª Edición

I. Objeto y campo de aplicación

Esta Norma Técnica Peruana establece un método de rutina para llevar a cabo el análisis del tamaño de grano entero del café verde por tamizado manual y mecánico usando tamices de análisis de laboratorio

II. Índice

- ❖ Prólogo
- ❖ Objeto y campo de aplicación
- ❖ Referencias normativas
- ❖ Definiciones
- ❖ Principio
- ❖ Equipos
- ❖ Bibliografía

III. Acceso

Para ver la NTP completa, puede acceder gratuitamente por 3 días a través de la [Sala Virtual](#) del Instituto Nacional de Calidad (INACAL)